

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sfrp5 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q5T4F7

Numéro d'article: CM0021966

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SFRP5 humaine (SARP3, FRP-1b). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA et réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Wnt et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	SFRP5 Lapin pAb
Remarques/Alias	SARP3; SFRP5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6425
GeneID	6425
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-317 de la SFRP5 humaine (NP_003006.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5T4F7
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace