

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sfrs9 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13242

Numéro d'article: CM0013054

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le facteur d'épissage humain SFRS9 (SRp30c). Validé pour le Western blot (WB), l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Détecte le SFRS9 humain et murin. Idéal pour la recherche sur l'épissage alternatif et l'expression des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFRS9 Lapin pAb
Remarques/Alias	SFRS9; SRp30c
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8683
ID de gène	8683
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13242
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace