

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sfswap Pour Wb Et Elisa - Q12872

Numéro d'article: CM0021659



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-SFSWAP validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible le facteur d'épissage humain SFSWAP (SWAP/SFRS8), un régulateur de l'épissage alternatif. Immunogène recombinant. Pour la recherche sur le traitement de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SFSWAP Lapin pAb
Remarques/Alias	SWAP, SFRS8, SFSWAP
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6433
ID de Gène	6433
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-280 de SFSWAP humain (NP_004583.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q12872
Poids Protéique	105kDa
Expédition	Sac de glace