

Anticorps Polyclonal Anti-Sftpa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwl2

Numéro d'article: CM0029317

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SFTPA1 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le surfactant pulmonaire, les études de reconnaissance des pathogènes et la protéinose alvéolaire. Outil fiable pour l'immunité innée et la fonction pulmonaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFTPA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPA, ILD1, PSAP, PSPA, SP-A, SPA1, PSP-A, SFTP1, SP-A1, COLEC4, SFTPA1B, SP-A1 beta, SP-A1 delta, SP-A1 gamma, SP-A1 epsilon, SFTPA1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	653509
GeneID	653509
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 122 et 221 de la protéine SFTPA1 humaine (NP_005402.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IWL2
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace