

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sftpa1 Pour Wb - Q8IWL2/Q8IWL1

Numéro d'article: CM0024061

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SFTPA1 humain, validé pour le Western blot. Réagit de manière croisée avec le Rat. Idéal pour la recherche sur le surfactant pulmonaire, l'immunité innée et les maladies respiratoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFTPA1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SPA; ILD1; PSAP; PSPA; SP-A; SPA1; PSP-A; SFTP1; SP-A1; COLEC4; SFTPA1B; SP-A1 beta; SP-A1 delta; SP-A1 gamma; SP-A1 epsilon; SFTPA1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	653509/729238
GenelD	653509/729238
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-248 du SFTPA1 humain (NP_001158116.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q8IWL2/Q8IWL1
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace