


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sftpc Pour Wb, If-P, Elisa - P11686

Numéro d'article: CM0007062



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine C du surfactant pulmonaire humain (SFTPC), validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur les maladies respiratoires et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SFTPC Lapin mAb
Remarques/Alias	SP5; SP-C; PSP-C; SFTP2; SMDP2; BRICD6; SFTPC
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6440
Immunogène	Protéine recombinante de la protéine C du surfactant pulmonaire humain/SP-C.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P11686
Poids de la Protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace