


Polymab® De Lapin Anti-Sftpc Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11686

Numéro d'article: CM0008894



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin à haute spécificité dirigé contre la SFTPC humaine (protéine C du surfactant). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. PM 21 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFTPC Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	SP5 ; SP-C ; PSP-C ; SFTP2 ; SMDP2 ; BRICD6
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6440
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 91 et 190 de la SFTPC humaine (NP_003009.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P11686
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Sac de glace