


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Sftpd (Protéine Du Surfactant D) Pour Wb, Elisa - P35247

Numéro d'article: CM0007366



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la SP-D humaine, validé pour Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Un outil essentiel pour l'étude de l'immunité innée pulmonaire et de la biologie du surfactant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFTPD Rabbit mAb
Remarques / Alias	SP-D ; PSP-D ; SFTP4 ; COLEC7 ; SFTPD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6441
GeneID	6441
Immunogène	Peptide synthétique - Peptide synthétisé dérivé de la protéine D du surfactant / SP-D humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P35247
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace