

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sfxn1 Pour Wb Et Elisa - Q9H9B4

Numéro d'article: CM0014195

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la protéine SFXN1 humaine, un transporteur mitochondrial de sérine essentiel au métabolisme à un carbone. Validé pour le WB et l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des acides aminés et la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFXN1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TCC; SLC56A1; SFXN1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	94081
Identifiant du gène	94081
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 87-322 de la protéine SFXN1 humaine (NP_073591.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H9B4
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace