

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sfxn2 Pour Wb Et Elisa - Q96Nb2

Numéro d'article: CM0020882

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-SFXN2 de CamelBio détecte la protéine SFXN2 de 36 kDa en WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport mitochondrial de la sérine et l'homéostasie du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFXN2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SLC56A2 ; SFXN2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	118980
GeneID	118980
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-90 de la protéine SFXN2 humaine (NP_849189.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96NB2
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace