

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sfxn3 Pour Wb, Elisa - Q9Bwm7

Numéro d'article: CM0017214

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sidéroxiflexine-3 humaine (SFXN3), un transporteur mitochondrial de sérine. Convient pour les applications WB et ELISA dans les études sur le métabolisme à un carbone et le transport mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SFXN3 Lapin pAb
Remarques/Alias	SFX3; SLC56A3; BA108L7.2; SFXN3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	81855
ID de gène	81855
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de la SFXN3 humaine (NP_112233.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9BWM7
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace