

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sgcb (Bêta-Sarcoglycane) Pour Wb, Elisa - Q16585

Numéro d'article: CM0029189

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SGCB humain (bêta-sarcoglycane). Validé pour WB et ELISA, il reconnaît les protéines humaine, murine et de rat. Idéal pour l'étude du complexe sarcoglycane dans la recherche sur la dystrophie musculaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | pAb de Lapin SGCB                                                                                                                                   |
| Remarques/Alias             | A3b; SGC; LGMD2E; LGMDR4; SGCB                                                                                                                      |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                                              |
| GeneID (Humain)             | 6443                                                                                                                                                |
| GeneID                      | 6443                                                                                                                                                |
| Immunogène                  | Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 94-318 du SGCB humain (NP_000223.1). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                                               |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                               |
| Application                 | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                 |
| SWISS                       | Q16585                                                                                                                                              |
| Poids Moléculaire Protéique | 35 kDa                                                                                                                                              |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                                        |