

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sgce Pour Wb, Elisa - 043556

Numéro d'article: CM0029784

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le SGCE humain (epsilon-sarcoglycane), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du complexe dystrophine-glycoprotéine et de son rôle dans la dystrophie musculaire et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	SGCE Lapin pAb
Remarques/Alias	ESG; DYT11; epsilon-SG; SGCE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8910
GeneID	8910
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-317 du SGCE humain (NP_003910.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	043556
Poids moléculaire	50kDa
Expédition	Sac de glace