

Anticorps Polyclonal Anti-Sgk1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00141

Numéro d'article: CM0013455



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SGK1 humain (sérine/glucocorticoïde-régulée kinase 1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour l'étude de la régulation des canaux ioniques et de la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SGK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SGK; SGK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6446
GeneID	6446
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 172-431 de SGK1 humain (NP_005618.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O00141
Poids moléculaire	49kDa
Expédition	Sac de glace