


Anticorps Polyclonal Anti-Sgk3 Pour Wb, Elisa - Q96Br1

Numéro d'article: CM0026687



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SGK3 humain (CISK/SGKL), réactif avec l'humain et la souris. Adapté pour le Western blot et l'ELISA. La cible est une sérine/thréonine kinase régulant les canaux ioniques et la croissance cellulaire. Bande détectée à 57 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SGK3 Lapin pAb
Remarques/Alias	CISK ; SGK2 ; SGKL ; SGK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23678
GeneID	23678
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 du SGK3 humain (NP_037389.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96BR1
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace