

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sglt1 Pour Wb, Elisa - P13866

Numéro d'article: CM0011538



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le SGLT1 humain (cotransporteur sodium/glucose 1). Validé pour la WB et l'ELISA, avec un poids moléculaire prédit de 73 kDa. Convient à la recherche sur le métabolisme et le transport.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-SGLT1
Remarques/Alias	NAGT ; SGLT1 ; SGLT-1 ; D22S675
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6523
GeneID	6523
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 323 et 422 du SGLT1 humain (NP_000334.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P13866
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace