

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sgms1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q86Vz5

Numéro d'article: CM0021446

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SGMS1 de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les échantillons humains et de rat. Idéal pour les études sur la synthèse de la sphingomyéline, l'appareil de Golgi et la transduction des signaux.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SGMS1 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Remarques/Alias      | MOB; MOB1; SMS1; TMEM23; hmob33; SGMS1                                                                                         |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                        |
| GeneID (humain)      | 259230                                                                                                                         |
| GeneID               | 259230                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-134 de la SGMS1 humaine (NP_671512.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Humain, rat                                                                                                                    |
| SWISS                | Q86VZ5                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 49 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                   |