


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sgol1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q5Fbb7

Numéro d'article: CM0022462



Introduction

Le pAb de lapin SGOL1 (polyclonal, Lapin, WB/IF/ICC/ELISA, Humain/Souris/Rat) cible Shugoshin 1 (Q5FBB7), un régulateur clé de la cohésion mitotique. Pour la recherche IVD et le développement d'essais par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SGOL1
Remarques/Alias	SGO ; CAID ; SGOL1 ; NY-BR-85
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	151648
GeneID	151648
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 10-100 de SGOL1 humain (NP_612493.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5FBB7
Poids protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace