

Anticorps Polyclonal Anti-Sgpl1 Pour If-P, Ihc-P, Elisa - 095470

Numéro d'article: CM0026481



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SGPL1 humaine (lyase S1P). Validé pour l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des sphingolipides et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SGPL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SPL; S1PL; NPHS14
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8879
GeneID	8879
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095470
Poids Protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace