

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sgpl1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O95470

Numéro d'article: CM0015790



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SGPL1 humaine (sphingosine-1-phosphate lyase 1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le métabolisme lipidique et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SGPL1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPL; S1PL; NPHS14; SGPL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8879
GeneID	8879
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-390 de la SGPL1 humaine (NP_003892.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95470
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace