


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sgta Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43765

Numéro d'article: CM0029984



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-SGTA validé pour les applications Western blot, IF/ICC et ELISA. Cible la co-chaperone SGTA humaine impliquée dans le contrôle de la qualité des protéines et l'insertion de protéines ancrées par leur extrémité C-terminale. Convient pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SGTA Lapin pAb
Remarques/Alias	SGT; Vpu; SGT1; hSGT; alphaSGT; SGTA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6449
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de la SGTA humaine (NP_003012.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O43765
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace