


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sh2D1A Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60880

Numéro d'article: CM0014322



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-SH2D1A validé pour le Western blot (WB), l'Immunofluorescence/Immunocytochimie (IF/ICC) et l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes dans des échantillons humains et murins. Cible la protéine adaptatrice cytoplasmique SAP associée à SLAM, d'une masse de 14 kDa. Idéal pour la recherche sur les cellules NK et la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SH2D1A Lapin pAb
Remarques/Alias	LYP, SAP, XLP, DSHP, EBVS, IMD5, XLPD, MTCP1, XLPD1, SAP/SH2D1A, SH2D1A
Espèce	Humain
GeneID	4068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-128 de SH2D1A humain (NP_002342.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISSL	O60880
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace