


Anticorps Polyclonal Anti-Sh3Bp2 Pour Wb, Elisa - P78314

Numéro d'article: CM0017191



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SH3BP2 humain (3BP2). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit croisé avec l'humain et la souris. L'immunogène recombinant assure une reconnaissance spécifique de la protéine 2 de liaison au domaine SH3 dans les études de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SH3BP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	3BP2; CRBM; CRPM; 3BP-2; RES4-23; SH3BP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6452
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 392-561 du SH3BP2 humain (NP_001116153.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P78314
Poids Protéique	62kDa
Expédition	Sac de glace