

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sh3GL1 Pour Wb, Elisa - Q99961

Numéro d'article: CM0027225

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le SH3GL1 humain (Endophiline-A2). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris, le rat et le singe. Convient aux études d'endocytose et de trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SH3GL1
Remarques/Alias	EEN ; CNSA1 ; SH3P8 ; SH3D2B ; SH3GL1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6455
ID du gène	6455
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 219-368 du SH3GL1 humain (NP_003016.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Singe
SWISS	Q99961
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace