


Anticorps Polyclonal Anti-Sh3GL2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99962

Numéro d'article: CM0026142



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant SH3GL2 humain (Endophiline-A1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée souris. Idéal pour l'étude de l'endocytose dépendante de la clathrine et du développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SH3GL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CNSA2; SH3P4; EEN-B1; SH3D2A; SH3GL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6456
GeneID	6456
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de SH3GL2 humain (NP_003017.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q99962
Poids moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace