


Anticorps Polyclonal Anti-Sh3GL3 Pour Wb, Elisa - Q99963

Numéro d'article: CM0026446



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SH3GL3 (Endophiline-A3) pour les applications WB et ELISA. Réagit croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. L'immunogène protéique recombinant de longueur totale assure la spécificité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	SH3GL3 Lapin pAb
Remarques/Alias	CNSA3; EEN-B2; SH3D2C; SH3P13; HsT19371; SH3GL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6457
GeneID	6457
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de SH3GL3 humain (NP_003018.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99963
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace