


Anticorps Polyclonal Anti-Shank2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upx8

Numéro d'article: CM0023681



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SHANK2 (protéine SH3 à domaines multiples de répétitions ankyrine 2), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur l'organisation synaptique et les troubles du spectre autistique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHANK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SHANK; AUTS17; CORTBP1; CTTNBP1; ProSAP1; SPANK-3; SHANK2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22941
GeneID	22941
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 500-600 de la protéine SHANK2 humaine (NP_036441.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPX8
Poids de la protéine	201kDa
Expédition	Sachet réfrigérant