

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Shb Pour Wb, Elisa - Q15464

Numéro d'article: CM0007634

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant contre la SHB humaine, validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur la transduction de signal, l'angiogenèse et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-SHB
Remarques / Alias	bA3J10.2; SHB
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	6461
GenelD	6461
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 409-509 de la SHB humaine (NP_003019.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15464
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace