

Anticorps Polyclonal Anti-Shb De Lapin Pour Wb, Elisa - Q15464

Numéro d'article: CM0014857

Introduction

Anticorps polyclonal anti-SHB de lapin de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine adaptatrice B contenant le domaine SH2 chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la transduction du signal et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHB Lapin pAb
Remarques/Alias	bA3J10.2; SHB
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6461
ID de gène	6461
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 de SHB humaine (NP_003019.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15464
Poids de la protéine	55kDa
Expédition	Sac de glace