

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Shbg Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P04278

Numéro d'article: CM0029574



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la SHBG humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le transport hormonal et les processus médiés par les récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SHBG Rabbit pAb
Remarques/Alias	ABP ; SBP ; TEBG ; SHBG
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6462
GeneID	6462
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-170 de la SHBG humaine (NP_001031.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04278
Poids Moléculaire Protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace