


Anticorps Polyclonal Anti-Shc1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29353

Numéro d'article: CM0030697



Introduction

SHC1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il détecte la protéine SHC1 dans des échantillons humains, de souris et de rat, ciblant l'adaptateur de signalisation dans les voies des facteurs de croissance et Ras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SHC; SHCA; SHC1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	6464
ID du gène	6464
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 de SHC1 humain (NP_001189788.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29353
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace