

Anticorps Polyclonal Anti-Shc4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q6S5L8

Numéro d'article: CM0027138

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SHC4 humain (RaLP/hShcD). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte SHC4 humain et souris, une protéine adaptatrice spécifique au mélanome impliquée dans la migration tumorale et l'invasion.

[En savoir plus](#)

Spécification	Valeur
Nom du Produit	SHC4 Lapin pAb
Remarques/Alias	RaLP, SHCD, SHC4
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	399694
ID de Gène	399694
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-185 de SHC4 humain (NP_976224.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6S5L8
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace