

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Shh Pour Wb, Elisa - Q62226

Numéro d'article: CM0024348



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine Sonic hedgehog (SHH) de souris, validé pour WB et ELISA. Convient pour des échantillons de souris, d'humain et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation du développement et de la fonction des morphogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin SHH
Remarques/Alias	Hx ; Dsh ; Hhg1 ; Hxl3 ; ShhNC ; M100081 ; 9530036O11Rik ; SHH
Espèce	Souris
GeneID	20423
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 187-281 de SHH de souris (NP_033196.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q62226
Poids Moléculaire Protéique	48 kDa
Expédition	Sac de glace