

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Shmt2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P34897

Numéro d'article: CM0018067



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SHMT2 pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la protéine SHMT2 humaine, murine et de rat. Convient aux études du métabolisme à un carbone, de la fonction mitochondriale et de la biosynthèse du thymidylate.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] SHMT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GLYA ; SHMT ; mSHMT ; NEDCASB ; HEL-S-51e ; T2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6472
ID du gène	6472
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-504 de la SHMT2 humaine (NP_005403.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P34897
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac réfrigérant