


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Shoc2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq13

Numéro d'article: CM0028899



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la protéine humaine SHOC2, une protéine échafaud à répétitions riches en leucine de la voie MAPK. Adapté pour western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHOC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	SHOC2, SOC2, SUR8, NSLH1, SIAA0862
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8036
GeneID	8036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la protéine SHOC2 humaine (NP_031399.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQ13
Poids de la protéine	65kDa
Expédition	Sac de glace