

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Shox Pour Wb, Elisa - O15266

Numéro d'article: CM0022434

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SHOX humain (protéine homéobox de petite taille). Convient aux applications de Western blot et d'ELISA, avec réaction croisée chez la souris et le rat. Conçu pour les études sur la croissance et le développement squelettique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHOX pAb de lapin
Remarques/Synonymes	SS ; GCFX ; PHOG ; SHOXY ; SHOX
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6473
ID du gène	6473
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-110 de SHOX humain (NP_000442.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O15266
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace