

Anticorps Polyclonal Anti-Shox2 Pour Wb, Elisa - O60902

Numéro d'article: CM0026953

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SHOX2 humain, validé en WB et ELISA, avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient à l'étude de la régulation du développement et du traitement neural somatosensoriel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHOX2 Lapin pAb
Remarques/Alias	OG12; SHOT; OG12X; SHOX2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6474
GeneID	6474
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60902
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace