

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Shp1 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P29350

Numéro d'article: CM0003325



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-SHP1 de haute qualité validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte le SHP1 (P29350) humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation immunologique et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5777
GeneID	5777
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 496-595 du SHP1 humain (P29350).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29350
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace