

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Shp1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P29350

Numéro d'article: CM0016687



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SHP1 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec la SHP1 humaine, de souris et de rat (68 kDa ; SWISS P29350). Idéal pour étudier la signalisation des tyrosine phosphatases dans la régulation immunitaire et l'hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HCP; HCPH; SHP1; SHP-1; HPTP1C; PTP-1C; SHP-1L; SH-PTP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5777
GeneID	5777
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-400 de la SHP1 humaine (NP_002822.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P29350
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace