


Anticorps Polyclonal Anti-Shp2 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q06124

Numéro d'article: CM0016595



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-SHP2 validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec SHP2 humain, murin et de rat. Essentiel pour étudier la signalisation MAPK, l'axe PD-1/PD-L1 et la fonction phosphatase oncogénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] SHP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3; P2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5781
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-460 de SHP2 humain (NP_002825.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06124
Poids moléculaire protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace