


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Shp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q06124

Numéro d'article: CM0002934



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre la SHP2 humaine (PTPN11), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît la SHP2 humaine, murine et de rat, idéal pour la recherche en transduction du signal et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-SHP2
Remarques/Alias	CFC ; NS1 ; JMML ; SHP2 ; BPTP3 ; PTP2C ; METCDS ; PTP-1D ; SH-PTP2 ; SH-PTP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5781
GeneID	5781
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la SHP2 humaine (Q06124).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06124
Poids moléculaire protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace