


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Shp2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q06124

Numéro d'article: CM0007369



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin cible la protéine SHP2 (PTPN11) humaine, une phosphatase clé de la voie de signalisation MAPK. Validé pour WB, IP et ELISA, il accompagne la recherche sur la transduction de signaux et les mécanismes pathologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHP2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	CFC; NS1; JMML; SHP2; BPTP3; PTP2C; METCDS; PTP-1D; SH-PTP2; SH-PTP3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5781
ID du gène	5781
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 502 à 593 de la protéine SHP2 humaine (Q06124)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q06124
Poids de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac isotherme