


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Shp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q06124

Numéro d'article: CM0025317



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SHP2 humain (PTPN11), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît SHP2 humain, murin et de rat. Convient pour la recherche sur la transduction du signal, le cancer et le syndrome de Noonan.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-SHP2
Remarques/Alias	CFC ; NS1 ; JMML ; SHP2 ; BPTP3 ; PTP2C ; METCDS ; PTP-1D ; SH-PTP2 ; SH-PTP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5781
GeneID	5781
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 514-593 de SHP2 humain (NP_002825.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06124
Poids moléculaire protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace