

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Shp/Nr0B2 Pour Wb Et Elisa - Q15466

Numéro d'article: CM0023404



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SHP/NR0B2 (SWISS Q15466), validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude de la signalisation des récepteurs nucléaires et la recherche sur le rythme circadien métabolique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SHP/NR0B2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SHP; SHP1; SHP/NR0B2
Espèce	Humain
ID de gène	8431
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-257 de SHP/NR0B2 humain (NP_068804.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15466
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace