

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Siae Pour Wb Et Elisa - Q9Hat2

Numéro d'article: CM0018452

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la SIAE humaine (Sialate O-acétyl estérase). Convient pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme de l'acide sialique, les interactions cellule-cellule et la biologie des tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SIAE Lapin pAb
Remarques/Alias	LSE; AIS6; CSEC; YSG2; CSE-C; SIAE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54414
GeneID	54414
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-450 de la SIAE humaine (NP_733746.1)).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9HAT2
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace