

## Anticorps Polyclonal Anti-Siah1 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8luq4

Numéro d'article: CM0020010



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SIAH1 humaine, validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la voie ubiquitine-protéasome et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | SIAH1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Remarques/Alias      | BURHAS; SIAH1A; SIAH1                                                                                                             |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                           |
| GeneID (humain)      | 6477                                                                                                                              |
| GeneID               | 6477                                                                                                                              |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-313 de la SIAH1 humaine (NP_001006611.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application          | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                | Q8IUQ4                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 31 kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                      |