


Anticorps Monoclonal Anti-Siglec-8 Pour Fc - Q9Nyz4

Numéro d'article: CM0010045



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué contre la Siglec-8 humaine, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la détection de la Siglec-8 sur les éosinophiles, les basophiles et les mastocytes dans la recherche sur les allergies et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Siglec-8 humain
Remarques/Alias	SIGLEC8 ; SAF2 ; SIGLEC-8 ; SIGLEC8L ; lectine de type immunoglobuline liant l'acide sialique 8
Espèce	Humain
Identifiant du gène	27181 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-363 de la Siglec-8 humaine (NP_055257.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NYZ4
Poids moléculaire de la protéine	44kDa/46kDa/54kDa
Expédition	Sac de glace