

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Siglec-8 Pour Wb, Fc, Elisa - Q9Nyz4

Numéro d'article: CM0005750



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Siglec-8 validé pour WB, FC, ELISA. Réagit avec la Siglec-8 humaine, murine et de rat, une lectine liant l'acide sialique exprimée sur les éosinophiles et les basophiles. Idéal pour la recherche sur les allergies, l'asthme et l'adhésion immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Siglec-8
Remarques/Alias	SAF2 ; SIGLEC-8 ; SIGLEC8L ; SIGLEC8 ; Siglec-8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-363 de la Siglec-8 humaine (NP_055257.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NYZ4
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace