

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Siglec-8 Pour Wb, Elisa - Q9Nyz4

Numéro d'article: CM0013593



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Siglec-8 humain, un récepteur d'adhésion des éosinophiles et des mastocytes. Convient pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Utile pour la recherche sur les allergies et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Siglec-8 pAb de lapin
Remarques/alias	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L; Siglec-8
Espèce	Humaine
ID du gène	27181
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-363 de Siglec-8 humain (NP_055257.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NYZ4
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace