

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Siglec12 Pour Wb, Elisa - Q96Pq1

Numéro d'article: CM0029672

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SIGLEC12 humain (lectine de type immunoglobuline liant l'acide sialique 12). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Immunogène recombinant couvrant les aa 20-210. Pour la recherche sur l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SIGLEC12 Lapin pAb
Remarques/Alias	S2V; SLG; SIGLECL1; Siglec-XII; SIGLEC12
Espèce	Humain
GeneID (humain)	89858
GeneID	89858
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-210 du SIGLEC12 humain (NP_443729.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q96PQ1
Poids moléculaire	65kDa
Expédition	Sac de glace